

LABMU-CiBioS

Agendamento de Equipamento

Análise Térmica (Trazer Cadinhos)

Data:		Horário inicial:		Horário final:	
Nome Usuário:					
Nome Orientador:					
Telefone:					
email:					
Departamento/ Programa/ Laboratório:					
Amostra: (nome: fármaco, polímero, extrato, etc)					
Número de amostras:					
Temp. Inicial:					
Temp. Final (máx 800 °C):					
Variação de Temp. (°C/ min):					
Fluxo de Gás (mL/min):					
Peso da amostra:					
Operador:					

- Obs:**
- O equipamento realiza Análise Termogravimétrica (TGA) e Calorimetria Exploratório Diferencial (DSC) simultaneamente.
 - O LABMU não fornece os cadinhos para as análises.
 - As amostras não devem conter em hipótese alguma **VANÁDIO, MOLIBDENITA OU ENXOFRE**
 - Apenas amostras secas.

Assinatura LABMU

Assinatura Orientador